

Verletzensäcke

Spezialrettungssack | Verletzenschutzsack

SPEZIALRETTUNGSSACK - SRS

Art. Nr. 93008

Für alle TYROMONT Schlitten und Tragen geeignet



Optimaler Wetter- und Kälteschutz für den Verletzten durch komplett verschließbaren Sackkörper aus äußerst reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon - Gewebe. Verschluss durch großflächigen Klett.

Dämpfungseinlage und zusätzliche Wärmeisolierschicht an der Unterseite und seitlich für optimalen Schutz des Verletzten. Keine weiteren Einlagen notwendig.

Hoher Bedienungskomfort, lange Lebensdauer: Das spezielle Perlon - Gewebe wird auch bei großer Kälte nicht steif und garantiert angenehme Handhabung. Zusätzlicher Verschleißschutz durch Verstärkungen an der Unterseite. Großflächiger, vereisungssicherer Klettverschluss mit breitem Verstellbereich für eine rasche und einfache Versorgung des Verletzten.

Kapuze im Kopfbereich für zusätzlichen Wetterschutz. Das Fußteil mit separater Öffnung erlaubt flexible Anpassung an voluminöse Schischuhe oder Schienen.

Acht Tragschlaufen für schonendes Tragen des Verletzten.

Art. Nr.	93008
Abmessung	Länge: 2.120 mm Breite: 560 mm
Gewicht	3,9 kg
Anmerkung	Inklusive Dämpfungsmatte.

VERLETZTENSCHUTZSACK - VSS

Art. Nr. 93050

Für alle TYROMONT Schlitten und Tragen geeignet



Bietet wie der Spezialrettungssack **optimalen Wetter- und Kälteschutz** für den Verletzten. **Ausführung wie Spezialrettungssack**, inklusive Wärmeisolierungen am Boden und an den Seiten. Für optimale Einsatzbedingungen der Vakuummatratze hat der Verletzenschutzsack jedoch keine eingearbeitete Dämpfungseinlage am Boden und bietet damit mehr Platz im Akja oder Canadier.

Daher ideal in **Kombination mit einer Vakuummatratze** einsetzbar.

Art. Nr.	93050
Abmessung	Länge: 2.120 mm Breite: 560 mm
Gewicht	2,4 kg
Anmerkung	Ideal verwendbar mit Vakuummatratze.