

## Canadier mit Bremssystem



**Bremse AKTIV**



*Zum Bremsen Deichseln nach unten drücken.*



**Bremse INAKTIV**

**Hocheffizienter Rettungsschlitten** für den **Ein-Mann Betrieb**.

**Neues Bremssystem:** Durch Druck auf die Deichseln erzeugt der Retter eine gleichmäßige, gut dosierbare Bremskraft.

Über ein **einfaches Hebelsystem** wird die Druckkraft auf das 3,5 -fache verstärkt und vier Bremskrallen in den Schnee gedrückt. Dadurch kann der Canadier auch auf steilen und vereisten Hängen sicher gebremst werden. In flachem Gelände wird die Bremse durch leichten Zug nach oben völlig ausgeschaltet, der Canadier fährt dann um nichts langsamer als ein Schifahrer.

**Optimale Richtungsstabilität** durch drei stabile Führungskufen aus durchgehenden, speziell für den Canadier entwickelten Alu-Dreikantprofilen.

**Ideale Verletztenlagerung** durch die ebene Form des Canadiers speziell in Verbindung mit einer Vakuum-Matratze.

**Qualität für lange Lebensdauer:** Der Canadier ist komplett aus Anticorodal-Aluminium Legierung gefertigt. Aluminium - Führungsprofile als Zusatzrahmen. Deichseln, Traggriffe, Schutzprofile und Deichselhalterung sind pulverbeschichtet.

**Abnehmbare Deichseln**, mit Schnellverschlüssen in Fahr- oder Transportposition fixierbar.

**Vier Traggriffe** an den Enden des Schlittens erleichtern die Handhabung.

**Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen** für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	<b>93040</b>
Abmessung	Länge: 2.000 mm Breite: 600 mm
Gewicht	24,0 kg (inkl. Deichseln)
Anmerkung	Mit Bremssystem.