

## Rettungsanhänger TYROMONT für Schneemobile und Quads



**Hochwertiger, komplett ausgestatteter Rettungsanhänger für Schneemobile und Quads** bietet optimalen Schutz des Verletzten gegen aufgewirbelten Schnee, Wind und Kälte.

**Maximale Sicherheit** durch zwei Überrollbügel, seitlichen Rahmen und Fixiergurte mit vereisungssicheren Gurtschnallen für den Verletzten.

**Integrierte, ausziehbare Verletzentrage** mit verstellbarer Liegefläche, diagonal verlaufenden Fixiergurten für den Oberkörper mit COBRA® – Schnallen und querverlaufenden Fixiergurte für Becken und Beine.

In seitlicher Stautasche verwahrte **Erdanker** (2 Stück) zur Fixierung der Verletzentrage auf Schnee bzw. eisigem Untergrund.

**Führungsprofile** und **Schnellverriegelung** zum einfachen Verladen des Verletzten auf der Verletzentrage.

Zusätzliche **Führungsprofile** zum optionalen Einladen eines Akjas bzw. Canadier Rettungsschlittens (bei Bestellung anzugeben).

**Verdeck** aus robustem, wasser- und windundurchlässigem PES-Gewebe mit großen kälte- und sichtbeständigen Fensterflächen.

**Umlaufender Reißverschluss** zum großflächigen Öffnen des Verdecks zur Einlagerung und Versorgung des Verletzten.

**Hohe Fahrstabilität** des Hängers durch breite Spur, Führungskufen und vier Harscheisen. Gefedertes **Kufenfahrwerk** für schonenden Transport.



Verletzentrage fixiert im Rettungsanhänger.



Kufenfahrwerk mit zusätzlichen Harscheisen.



Erdnägel zur Fixierung der Trage auf Schnee/Eis.



Art. Nr.	<b>93152</b>
Abmessung	Hängerfläche: 2.250 x 790mm Gesamtlänge Hänger: 2.850 mm Breite inkl. Kufen: 1.080 mm Höhe inkl. Verdeck: 1.450 mm
Gewicht	Hänger inkl. Aufbau: 105 kg
Auch erhältlich als:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwendung mit <b>Canadier</b> und Verletzentrage</li> <li>• <b>Nachrüstsatz</b> ohne Hänger</li> </ul>