

## TRS - Thermorettungssack



**Neuentwickelter Patientensack für den optimalen Verletzentransport im alpinen Gelände.**

**Hochwertiger Schutzsack** für den Verletzentransport in Akja, Canadier, Gebirgstragen oder anderen Rettungsgeräten.

**Ergonomische Form**, angelehnt an die bewährten TYROMONT Hubschraubersäcke.



Äußerst **reißfestes, wind- und wasserundurchlässiges Spezialperlon – Gewebe** mit großflächigem, vereisungssicherem Klettverschluss für variables Verschließen des Rettungssackes.

**Seitliche Reißverschlüsse** im Oberkörperbereich ermöglichen einen raschen Zugriff bei ansonsten geschlossenem Rettungssack (z.B. für Infusionen).

Zwei **stabile Reißverschlüsse im Fußbereich** für einfachen Zugriff und Verwendung von Schienungsmaterial aller Art.

Sechs seitliche, enganliegende **Trageschlaufen**.

Zur **Reinigung entfernbare Wärmeisolationseinlagen** an den Seiten und Boden bieten zusätzlich Schutz vor Stößen und Kälte.

Äußerst **kompakt zusammenlegbar**, geringes Gewicht von nur 2,0 kg.

Für sämtliche TYROMONT Rettungsschlitzen und –tragen oder auch andere Fabrikate geeignet.



Art. Nr.	<b>93070</b>	
Abmessung	Länge:	2.050 mm
	Breite:	550 mm
Gewicht	2,0 kg	
Anmerkungen	Ideal in Kombination mit einer Vakuummatratze.	