


## Rettungsdreieck TYRAH AR



Neuentwickeltes, **besonders ergonomisches** und mit hoher handhabungstechnischer Sicherheit ausgestattetes **Bergedreieck**.

Durch das **spezielle Schnittkonzept** ist beim **TYRAH AR** gewährleistet, dass der Patient in einer ergonomischen und **schmerzfreien** Sitzposition angehoben werden kann.

**EINE Größe** - von Kindern ab **20kg** bis Personen mit maximal **150kg**. Das TYRAH AR ist derart konzipiert, dass unabhängig von der Körpergröße keine bestimmten Anschlagpunkte ausgewählt werden müssen.



Art. Nr.	<b>93222</b>
Gewicht	760 g
Abmessungen	Breite: 1.140 mm Höhe: 1.160 mm Tangente: 1.400 mm
Arbeitslast	> 20 kg bis 150 kg
Zertifizierungen	EN 1498-B CE 0511 EG-Baumusterbescheinigung BMB 2012 3530 EG-Richtlinie PSA 89/696/EWG
Einsatzbereiche	Luftrettung / Air Rescue alle vertikalen Rettungseinsätze
Partner	Entwickelt gemeinsam mit AirWork & Heliseilerei GmbH, CH und REGA Rettungsflugwacht, CH