

## Aufhängung Pro TYRAL



**Aufhängung Pro** für TYRAL Gebirgstrage.

Schlingen im Beinbereich haben eine fixe Länge von 120cm.

Schlingen Kopfbereich haben eine fixe Länge von 100cm,

Aufhängung mittels zweier Riggerplatten am Seil befestigbar, an der Trage mit Twistlock Karabiner.



Art. Nr.	<b>93257</b>	
Abmessung	Länge Kopf:	100 cm
	Länge Fussbereich:	120 cm
Gewicht	Gesamt:	0,8 kg
Anmerkungen	Wird mit TYRbag geliefert	