

Rucksack Vakuum-Matratze EVO

Für den einfachen Transport von Vakuummatratze, Isotherm - Layer, Verletzensack Lite und der persönlichen Schutzausrüstung im Einsatz!

Der RollTop-Rucksack kann je nach Packmaß, schnell und einfach minimiert oder vergrößert werden.

Mittels den seitlich anliegenden Reißverschlüssen ist ein einfaches befüllen und eine schnelle Entnahme gewährleistet.

Durch sein **robustes Außenmaterial** und dem **körpernahen Schwerpunkt** ist der Rucksack für sperrige Vakuum Matratzen und einem sicheren Transport im alpinen Gelände bestens geeignet.

- Gepolsterte Schulterträger
- Hüftgurt
- Brustgurt
- Seitliche Befestigungsschlaufen
- Seitliche Reißverschlüsse



Art. Nr.	93725
Abmessung	Höhe: 1.150 mm Ø: 380 mm
Gewicht	1,2 kg
Anmerkungen	Der Rucksack wird leer geliefert.