

Canadier mit Bremshilfe



Bremse INAKTIV

Zum Bremsen Deichseln nach unten drücken.



Bremse AKTIV

Hocheffizienter Rettungsschlitten für den **Ein-Mann Betrieb**.

Weiterentwickeltes Bremssystem: Durch Druck auf die Deichseln erzeugt der Retter eine gleichmäßige, gut dosierbare Bremskraft.

Über ein **einfaches Hebelsystem** wird die Druckkraft auf vier Bremskrallen in den Schnee gedrückt. Dadurch kann der Canadier auch auf steilen und vereisten Hängen sicher gebremst werden.

In flachem Gelände wird die Bremse durch leichten Zug nach oben völlig ausgeschaltet, der Canadier fährt dann um nichts langsamer als ein Schifahrer.

Optimale Richtungsstabilität durch drei stabile Führungskufen aus durchgehenden, speziell für den Canadier entwickelten Alu-Dreikantprofilen.

Ideale Verletztenlagerung durch die ebene Form des Canadiers speziell in Verbindung mit einer Vakuum-Matratze. Liegefläche mit **Antirutschmatte** zur besseren Fixierung des Verletzten.

Qualität für lange Lebensdauer: Der Canadier ist komplett aus Anticorodal-Aluminium Legierung gefertigt. Aluminium - Führungsprofile als Zusatzrahmen. Deichseln, Traggriffe, Schutzprofile und Deichselhalterung sind pulverbeschichtet.

Abnehmbare Deichseln, mit Schnellverschlüssen fixierbar, ausgestattet mit Sicherheitsschlaufen.

Vier Traggriffe an den Enden des Schlittens erleichtern die Handhabung.

Fixierung des Verletzten mittels neuentwickeltem **4-Punkt Gurtsystem** mit COBRA Schnallen (für den Oberkörper) und **zwei querverlaufenden Fixiergurte** mit Alu-Klemmschnallen. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	93040	
Abmessung	Länge:	2.000 mm
	Breite:	600 mm
Gewicht	28,5 kg (inkl. Deichseln)	
Anmerkung	Mit verbesserter Bremshilfe.	