

## Rettungsschleife TYRloop



Die **Rettungsschleife TYRloop** dient zur Rettung von Personen in Wasser- und Landnotsituationen.

Durch das **One-Size Verschlusssystem** (Klett/Haken Verschluss des Gurtes) erfolgt die Anpassung an die Größe der zu rettenden Person automatisch bzw. selbstjustierend und wird durch das Eigengewicht des Patienten wie dieser sicher umschlagen.

Der **integrierte Schwimmkörper** mit drei außenliegenden Haltegriffen erlaubt die Rettung aus Wassernotsituationen.

**Dieser dient nicht als Schwimmhilfe für den Patienten**, es ermöglicht nur das aufschwimmen der Rettungsschleife.

Achten Sie auf die Vermeidung eines Hängetraumas, der zu rettenden Person.



Art. Nr.	<b>93359</b>	
Abmessung	Länge Gurt:	2.000mm
	Länge Polsterung:	900mm
Gewicht	0,7 kg	
Anmerkungen	ÖNORM EN 1498 Kasse A, EASA CM-CS-005 simple PCDS	