

VSS - Verletzenschutzsack

Vielfach bewährter Patientensack mit Wärmeisoliereinslagen, für die Verwendung in Kombination mit einer Vakuummatratze.



Optimaler Wetter- und Kälteschutz für den Verletzten durch komplett verschließbaren Sackkörper aus äußerst reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon - Gewebe. Verschluss durch großflächigen, vereisungssicheren Klett.



Wärmeisolierschicht an der Unterseite und den beiden Seitenteilen bietet optimalen Schutz für den Verletzten. Für optimale Einsatzbedingungen der Vakuummatratze hat der Verletzenschutzsack im Gegensatz zum Spezialrettungssack keine eingearbeitete Dämpfungseinlage am Boden und bietet daher mehr Platz im Akja oder Canadier. **Daher ideal in Kombination mit einer Vakuummatratze einsetzbar.**

Hoher Bedienungskomfort, lange Lebensdauer: Das spezielle Perlon - Gewebe wird auch bei großer Kälte nicht steif und garantiert angenehme Handhabung. Zusätzlicher Verschleißschutz durch Verstärkungen an der Unterseite.

Großflächiger, **vereisungssicherer Klettverschluss** mit breitem Verstellbereich für eine rasche und einfache Versorgung des Verletzten.

Kapuze im Kopfbereich für zusätzlichen Wetterschutz.

Das **Fußteil** mit separater Öffnung erlaubt flexible Anpassung an voluminöse Schischuhe oder Schienen.

Acht Tragschlaufen für schonendes Tragen des Verletzten.

Für sämtliche TYROMONT Rettungsschlitten oder auch andere Fabrikate geeignet.

Art. Nr.	93050	
Abmessung	Länge:	2.120 mm
	Breite:	560 mm
Gewicht	2,4 kg	
Anmerkungen	Ideal kombinierbar mit einer Vakuummatratze.	