

ISOTHERM-INLAY-BERGESACK



Der **Isotherm Inlay** besteht aus zwei „Deckenhälften“, die innerhalb des Bergesackes den Patienten umhüllen.

Die Inlays werden **mittels Klett** links und rechts seitlich des Bergesack eingehängt. **Nachrüstbar** bei bestehenden Säcken.

Damit ist eine optimale Nutzung der **Innenbegurtung** weiterhin bei einer angenehmen warmen Patientenhülle möglich.

Diese **bakteriostatische Schutzhülle** hält den Patienten dank der technischen **Faser HeatUP** warm.

Atmungsaktive, wasser- und feuerfeste (M1) mit Polyurethan beschichtete Polyesterhülle, Füllung aus widerstandsfähigen Fasern.

Bakteriostatisch: Viren und Bakterien können sich auf der Oberfläche nicht ausbreiten und vermehren. Einfache Reinigung durch Schnelldesinfektionstücher und in wenigen Minuten wieder einsatzbereit.



| | | |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Art. Nr. | 82105 | |
| Abmessung | Länge: | 1750 mm |
| | Breite: | 700 mm |
| Gewicht | Gesamt: | 1,6kg |
| Anmerkungen | Nachrüstbar bei bestehenden Säcken | |