

UT 2000 ALPIN

Universaltrage mit integriertem Bergesack



UT Alpin mit integriertem Bergesack

UT 2000 ALPIN

Art. Nr. 81200

UNIVERSALTRAGE mit INTEGRIERTEM BERGESACK

NEU

NEU: Weiterentwicklung der bewährten UT 2000 speziell abgestimmt auf den alpinen Rettungseinsatz.

Durch den integrierten Bergesack ist erstmals eine komplett horizontale Lagerung des Verletzten in einer Vakuummatratze auf der UT 2000 möglich.

- ✓ Das Gurtsystem an der Unterseite fixiert den Schutzsack auf der Trage und sorgt für eine ebene Liegefläche für den Verletzten
- ✓ Der Schutzsack ist mit Schnellverschlüssen an einer Hälfte für den Transport lösbar
- ✓ Der Bergesack umschließt den Verletzten (auch mit Vakuummatratze) vollständig und schützt vor Beeinträchtigungen
- ✓ Großflächiger Klettverschluss zur individuellen Größenanpassung
- ✓ Verstärkte Kopföffnung mit Aufnahme für optionale Gesichtsschutzhaube
- ✓ Kombiniertes Gurtsystem zur Verletztenfixierung und zum Transport der Tragehälften
- ✓ Lieferumfang: Universaltrage (2-teilig) mit integriertem Bergesack, 4 zusätzliche Befestigungsgurte, HS-Aufhängung



Geöffneter Schutzsack



Geteilte Universaltrage mit Verstaueung des Schutzsacks in einer Hälfte



GESICHTSSCHUTZHAUBE

Art. Nr. 93281

für UT Bergesack

- ✓ Aufklappbare und abnehmbare Schutzhaube aus extrem widerstandsfähiger, durchsichtiger Spezialfolie. Schützt den Gesichtsbereich des Verletzten vor kleinen Steinen, Staub, Eis und Schnee.

Art. Nr.	81200
Abmessung	200 x 44 x 22 cm
Gewicht (UT + Bergesack)	8,8 kg
Gewicht (Bergesack)	2,0 kg