

## Transporttasche KLEIN für Hubschrauberbergesack



mit RBS



abnehmbare Kompressionsgurte

Für den kompakten Transport eines Hubschrauber-Bergesacks unter einem Lasthaken.

Die kleine, kompakte Transporttasche ist mit **Tragegurte** zum Einhängen am Lasthaken ausgestattet. Zwei abnehmbare **Kompressionsgurte** ermöglichen die zusätzliche Reduktion des Packmaßes.

Der Bergesack wird zweifach gefaltet in die Transporttasche eingelegt. Durch den **umlaufenden, robusten Reißverschluss** kann die Tasche rasch und übersichtlich geöffnet werden.

Hergestellt aus **reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon - Gewebe**. Mit umlaufendem Reißverschluss und zwei abnehmbaren Kompressionsgurte. Ohne Schultertragurtsystem.

### Platz für:

- Hubschrauber Bergesack
- RBS
- Gesichtsschutzhaube
- Kleinzubehör



Art. Nr.	<b>93395</b>	
Abmessung	Breite:	500 mm
	Höhe:	550 mm
	Tiefe:	180 mm
Gewicht	Gesamt:	0,70 kg
Anmerkungen		