

## UT 2000 (ALPIN) - ZUBEHÖR



### FÜHRUNGSHOLM (vorne / hinten) Art. Nr. 81322

für UT 2000 ALPIN bzw. UT 2000

- ✓ Fixierbare Führungsholme für die Verwendung als Rad- oder Akjasystem
- ✓ Befestigung mit Gurten an der Universaltrage
- ✓ 2 Stück pro UT empfohlen
- ✓ Gewicht pro Stück: 2,3 kg



### EINRADSYSTEM Art. Nr. 81320

für UT 2000 ALPIN bzw. UT 2000

- ✓ Einradsystem für den Verletztentransport
- ✓ Breiter Luftreifen mit 2 Radstützen und Achse
- ✓ Befestigung der Radstützen mit Gurten an der UT
- ✓ Gewicht Einradsystem: 5,7 kg
- ✓ Auch als Zweirad-System erhältlich (Art. Nr. 81329)



### ZWEIMANN-AKJASYSTEM Art. Nr. 81331

für UT 2000 ALPIN bzw. UT 2000

- ✓ Akjasystem für 2-Mann Betrieb bestehend aus 2 Rahmen mit Schneeschild und Kufen für vorne und hinten
- ✓ Auch als Einmann-System erhältlich (Art. Nr. 81330)
- ✓ Gewicht: 7,0 kg



### EINRAD MIT BREMSSYSTEM Art. Nr. 81323

für UT 2000 ALPIN bzw. UT 2000

- ✓ Einradsystem für den Verletztentransport
- ✓ Alu-Speichenrad mit luftlosem Reifen und Shimano® Rollenbremse
- ✓ Variable Montage des Bremshebels links oder rechts an einem der Führungsholme
- ✓ Gewicht System: 5,5 kg



### PACKTASCHE FÜR UT KOMPLETT Art. Nr. 81202

für UT 2000 ALPIN bzw. UT 2000

- ✓ Zur Aufbewahrung und Transport eines kompletten UT 2000 Alpin / UT 2000 Sets
- ✓ Verstaung der Universaltrage, des Bergesacks, zweier Führungsholme und eines Einradsystems möglich
- ✓ Äußerst strapazierfähiges Material
- ✓ Rückengurte zum Transport der Packtasche