

## 4-fach Verstellbare Aufhängung TYRAL



**Verstellbare Aufhängung** für TYRAL Gebirgstrage.

Verstellbare Aufhängung damit Patient möglichst horizontal in der Trage liegt.

Schlingen im Kopf und Beinbereich können von 30cm bis 150cm verstellt werden.

Die vier verstellbaren Schlingen ermöglichen das die Gebirgstrage je nach Gelände und Gewichtsverlagerung immer Ideal ausgerichtet werden kann.

Die Aufhängung wird an den 4 Anschlagpunkten Kopf/ Fußbereich mittels Twistlock Karabinern eingehängt. Seil wird mittels Riggerplatte und Karabiner befestigt.

Alle Einzelteile nach EN 354, EN 566 und EN 795-B zertifiziert.



Art. Nr.	<b>93512</b>
Abmessung	Länge Kopf: 30-150 mm Länge Fußbereich: 30-150mm
Gewicht	Gesamt: 1,6 kg
Anmerkungen	Wird mit TYRbag Tasche geliefert.