

Tragekraxe TYRmove



Tragekraxe inkl. Fixiergurte

Transport einer Tragenhälfte

Angenehme, kraftsparende Tragekraxe für den hochalpinen Einsatz.

Leichtes Befestigen und Tragen von Rettungstragen, teilbarem Akja, Vakuummatratze und ähnlichem. Rad und Deichsel finden ebenfalls Befestigungsmöglichkeiten vor.

Der eigene Rucksack mit der Mannausrüstung kann zusätzlich auch fixiert werden.

Schultertragegurt und Hüftgurt der Kraxe sind gut gepolstert und dienen als Schutz gegen Druckstellen. Das V2-Tragesystem ist formstabil und langlebig.

Kein Verrutschen der Last während des Gehens – vor allem in unzugänglichem Gelände wichtig.

Befestigung der Last mittels dreier Fixiergurte mit stabilen Klemmverschluss. Sehr robustes und leicht zu bedienendes System.

Stabiler Aluminiumrahmen und komfortables Tragesystem ermöglicht eine vielseitige Einsatzbarkeit - Traglast bis 50 kg.

Als **Ladefläche** dient ein 25 cm tiefer Ausleger mit Standfuß.

Der **Standfuß** ermöglicht sicheren Stand – selbst in unebenem Gelände. Dieser bietet auch zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.

Lieferumfang umfasst ein Stück Tragekraxe inkl. drei Stück Fixiergurte.



Oben: Transport Vakuummatratze

Links: Tragenhälfte, Rad und Rucksack für Mannausrüstung

Art. Nr.	93802 (1 Stück Trage)	
Abmessung	Länge:	780 mm
	Breite:	350 mm
	Abstellfläche:	250 mm
Gewicht	3,4kg	
Anmerkung:	Für eine teilbare Gebirgstrage sind 2 Stück Tragekraxen notwendig. Inkl. Fixiergurte.	