

Vakuummattmatratze ULTRALIGHT

Diese neuartige Vakuum-Matratze bietet einige Vorteile gegenüber den bisherigen Vakuum-Matratzen:

Leichtes Gewicht von nur **4,7 kg**.

Neuartiges **Mehr-Kammersystem** – Matratze behält Ihre Form bei. Kein Ausstreichen mehr notwendig.

Neue **abnehmbare Tragegurte und Haltegurte**.

Zusammenrollbar und mit Tragegurt leicht transportierbar

Das neuartige **Mehr-Kammersystem (120 Kammern)** - die Schichten der äußeren Abdeckung werden Punkt für Punkt zusammengeschweißt, wodurch Kammern zwischen den Punkten entstehen, die die inneren Perlen in ihrer richtigen Position halten und gleichmäßig verteilt sind.

Dies ermöglicht eine **schnelle, sichere und einfache Anwendung** in allen Situationen.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C



Art. Nr.	81370	
Abmessung	Länge:	1.950 mm
	Breite:	900 mm
Gewicht	4,7 kg	
Anmerkungen	Ventil im Schulterbereich, außen.	