

Rettungsanhänger TYROMONT für Schneemobile und Quads - Kufen



Hochwertiger, komplett ausgestatteter Rettungsanhänger für Schneemobile und Quads bietet optimalen Schutz des Verletzten gegen aufgewirbelten Schnee, Wind und Kälte.

Maximale Sicherheit durch zwei Überrollbügel, seitlichen Rahmen und Fixiergurte mit vereisungssicheren Gurtschnallen für den Verletzten.

Integrierte, ausziehbare Verletzentrage mit verstellbarer Liegefläche, diagonal verlaufenden Fixiergurten für den Oberkörper mit COBRA[®] –Schnallen und querverlaufenden Fixiergurte für Becken und Beine.

In seitlicher Stautasche verwahrte **Erdanker** (2 Stück) zur Fixierung der Verletzentrage auf Schnee bzw. eisigem Untergrund.



Verletzentrage fixiert im Rettungsanhänger.



Kufen-Fahrwerk mit zusätzlichen Harscheisen.



Erdnägel zur Fixierung der Trage auf Schnee/Eis.



Führungsprofile und Schnellverriegelung zum einfachen Verladen des Verletzten auf der Verletzentrage.

Zusätzliche **Führungsprofile** zum optionalen Einladen eines Akjas bzw. Canadier Rettungsschlittens (bei Bestellung anzugeben).

Verdeck aus robustem, wasser- und windundurchlässigem PES-Gewebe mit großen kalte- und sichtbeständigen Fensterflächen.

Umlaufender Reißverschluss zum großflächigen Öffnen des Verdecks zur Einlagerung und Versorgung des Verletzten.

Hohe Fahrstabilität des Hängers durch breite Spur, Führungskufen und vier Harscheisen. Für Piste und Loipe geeignet.

Gefedertes **Kufenfahrwerk** für schonenden Transport. Für Sommerbetrieb optional auf **Räder** umrüstbar.

Art. Nr.	93152
Abmessung	Hängerfläche: 2.250 x 790mm Gesamtlänge Hänger: 2.850 mm Breite inkl. Kufen: 1.080 mm Höhe inkl. Verdeck: 1.450 mm
Gewicht	Hänger inkl. Aufbau: 105 kg
Auch erhältlich als:	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung mit Canadier und Verletzentrage • Nachrüstatz ohne Hänger