

Vakuummattatze 80 Mod. STANDARD mit Überzugshülle & Fixiergurtsystem



Revolutionär neue Vakuummattatze, speziell konzipiert für die Berg- und Flugrettung.

Extrem hohe Seiten- und Längsstabilität durch spezielle Doppeltrapez - Form.

Entspricht den Maßanforderungen der EN 1865 und bleibt durch die Einzüge im Kopf- und Beinbereich trotzdem sehr handlich und leicht.

Patentiertes 48-Kammern-System

Hält das Füllungsmaterial immer an seinem Platz und ermöglicht ein extrem niedriges Profil der Vakuummattatze bei maximaler Steifigkeit. Daher ist die Vakuummattatze auch in extremem Gelände sofort einsetzbar.

Stabile Innenhülle aus äußerst widerstandsfähigem, faserverstärktem PU-Material. Dauerhafte Schweißnähte durch CAM Schweißverfahren. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Robuste Überzugshülle mit acht Tragschlaufen bietet zusätzlichen Schutz für die Mattatze und ist zusätzlich mit einem **Fixiergurtsystem** ausgerüstet. Die Hülle ist abnehmbar und leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die Patientenseite ist aus einem extra-robusten Planenstoff hergestellt. Die Überzugshülle mit den Tragschlaufen ermöglicht ein schonendes Umlagern des Verletzten in ein Rettungsfahrzeug oder einen Hubschrauber.

Fixiergurtsystem: erlaubt exaktes und schonendes Anformen durch eine Person.

Automatisches, selbstschließendes Ventil muss nach dem Absaugen nicht extra geschlossen werden. Auch ein Abrutschen des Pumpenschlauches führt zu keinem Vakuumverlust. Das Ventil kann durch einen Adapter mit jeder handelsüblichen Vakuumpumpe bedient werden.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C

Hergestellt entsprechend ISO 9001, mit CE.

Art. Nr.	81350	
Abmessung	Länge:	1.950 mm
	Breite:	800 mm
Gewicht	6,5 kg	
Anmerkungen	Mit Fixiergurtsystem. Ventil im Fußbereich.	