

Akja 2000 Teilbar



Für Schigelände in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Besonders gut überall dort, wo der **Akja zum Verletzten getragen** werden muss.

Akja für Zwei-Mann Betrieb in unpräpariertem und/oder unwegsamem Gelände.

In **zwei Hälften teilbar** für einfachen Antransport. Im **Gelände** mit 200 cm Länge sehr **handlich**.

Jahrelange Haltbarkeit: Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt.

Sehr robuster Teilmechanismus.

Stabile Fahreigenschaften: Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

Vier abnehmbare Deichseln mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt. Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil.

Auf **Wunsch** auch mit **teilbaren Deichseln** lieferbar.

Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

Tragbügel an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	93032
Abmessung	Länge: 2.000 mm
	Breite: 560 mm
	Länge geteilt: 1.000 mm
Gewicht	27,0 kg (inkl. Deichseln)
Anmerkung	Auf Wunsch auch mit teilbaren Deichseln erhältlich.